


farmatex



Testes Rápidos

Testes Covid-19





Teste Covid-19 IGG/IGM (Sangue) c/25 Testes

- Desenvolvido para auxiliar o rápido diagnóstico da COVID-19.
- Ele utiliza a metodologia imunocromatográfica, detectando qualitativamente os anticorpos IgG e IgM contra o novo Coronavírus (SARS-CoV-2), possibilitando a determinação das fases aguda, convalescente e progressiva da COVID-19.

Características:

- Alta sensibilidade e especificidade
- Detecção em sangue total, soro ou plasma (IgG/IgM)
- Bandas de fácil identificação




Teste Rápido COVID-19 / Influenza A/B Antígeno (oral) c/20

- O resultado é independente para Covid-19, Influenza A e Influenza B.
- Teste imunocromatográfico rápido para detecção qualitativa dos antígenos dos vírus Sars-CoV-2, Influenza A e Influenza B presentes na nasofaringe humana.

Características:

- Tempo do teste: 15 – 30 minutos
- Tipo de amostra: swab de nasofaringe e swab nasal



Teste Rápido COVID-19 Antígeno c/20



- Somente para uso profissional em diagnóstico IN VITRO.
- Um imunoensaio cromatográfico rápido qualitativo para a detecção de antígenos do Sars-Cov-2 (coronavírus) em amostras de swab da nasofaringe para o auxílio do diagnóstico de pacientes com suspeita da Covid-19.

Características:

- Resultados em até 15 minutos
- Especificidade: 100%
- Sensibilidade: 95,15%

Testes Dengue





Teste Rápido Dengue IGG-IGM (Sangue) c/25

- Dengue IgG/IgM é um teste imunocromatográfico in vitro de fase sólida para a detecção qualitativa e diferencial de anticorpos IgG e IgM para os quatro sorotipos do vírus da dengue.
- Diferenciação presuntiva entre infecções primárias e secundárias causadas pelo vírus da Dengue.

Características:

- Resultado do teste entre 15 a 20 minutos
- Pode ser utilizado com soro ou plasma
- Diagnóstico diferencial de IgG e IgM




Teste Rápido Dengue NS1 AG c/25


- É um ensaio imunocromatográfico in vitro desenvolvido para detectar o antígeno NS1 do vírus da dengue no soro humano, plasma ou sangue total.
- Diagnóstico de infecção aguda inicial por dengue para detectar o antígeno NS1 da dengue.

Características:

- Tipo de Amostra: soro, plasma ou sangue total (100 µl)
- Resultado do teste: 15~20 minutos
- O antígeno NS1 da dengue pode ser detectado a partir do dia 1 após o início da febre

- Testes Rápidos
- Hepatite
- Sífilis
- HIV






Teste HBSAG Rápido (Hepatite B) c/20 Testes

- Amostra: Sangue total, soro ou plasma
- Imunoensaio cromatográfico para a detecção qualitativa de anticorpos do antígeno da Hepatite B (HBsAg).

Características:

- Resultados em 15 minutos
- Sensibilidade: 100%
- Especificidade: 100%




Teste HCV Rápido (Hepatite C) c/25 Testes

- Teste rápido imunocromatográfico para a detecção qualitativa de anticorpos específicos contra o vírus da Hepatite C.
- Este teste destina-se a auxiliar no diagnóstico precoce da infecção pelo HCV em pacientes com sintomas clínicos de infecção pelo HCV.

Características:

- Sensibilidade e especificidade: 100%
- Tempo do Teste: 15 minutos
- Volume de Amostra: 20uL (sangue total) e 10uL de soro/plasma



Testes Rápidos



Teste HIV Rápido c/20 Testes

- Amostra: Sangue total, soro ou plasma
- Ensaio imunocromatográfico para detecção qualitativa de anticorpos específicos de todos os isotipos (1, 2 e grupo O) do vírus HIV.

Características:

- Volume de Amostra: 20uL (Sangue total) e 10uL (Soro e plasma)
- Sensibilidade: 100%
- Especificidade: 100%




Teste Sífilis Rápido c/25 Testes

- É um imunoensaio cromatográfico rápido para a detecção qualitativa de anticorpos para anti-Treponema Pallidum em amostras de sangue total, soro e plasma.
- Amostra: Sangue Total, Soro ou Plasma;

Características:

- Sensibilidade: 100%
- Resultados em 15 minutos
- Especificidade: 100%



Testes Rápidos



Teste VDRL 250 Testes 5ml


- Determinação de anticorpos (reaginas) no soro, plasma ou líquido céfalo-raquidiano (LCR) por floculação, para diagnóstico da sífilis.
- Especificidade: 100%

Características:

- Sensibilidade: 100%
- Inclui controle + e -
- Precisão: 100%

Testes Imuno-Látex





Teste IMUNOLATEX FR 2,5 ml



- Determinação de Fator Reumatóide (FR) em amostra de soro, usando-se partículas de látex revestidas com IgG humana por Aglutinação Direta.
- Quando a suspensão de látex é misturada, em uma área do cartão-teste, com soro contendo níveis aumentados de fator reumatóide, observa-se uma aglutinação nítida.

Características:

- FR / Fator Reumatóide: 2.5ml Látex
- Observa-se uma aglutinação nítida no período máximo de 2 minutos
- Apresentação: 60 Determinações, 100 Determinações, 2,5mL de Hemácias

Teste IMUNOLATEX PCR 2,5 ml




- Para a pesquisa de PCR, em amostras de soro, usando-se partículas de látex revestidas com anticorpo monoclonal anti-PCR por Aglutinação Direta.
- Quando a suspensão de látex é misturada em uma área do cartão-teste, com soro contendo PCR, observa-se nítida aglutinação se a concentração de PCR estiver entre 6 a 400 mg/L.

Características:

- PCR: 2.5ml Látex CE
- PCR: 60 e 100 testes CE

- 
- Testes Rápidos
 - Gravidez
 - Sangue Oculto
 - Troponina
 - Urina



Testes Rápidos

Teste Gravidez HCG 25UL c/100



- Teste rápido de imunocromatografia para a detecção qualitativa do hormônio gonadotrofina coriônica humana (hCG) em amostras de soro/urina, para auxílio do diagnóstico da gravidez.
- Apresentação: 100 tiras/testes - embalada individualmente.

Características:

- Uso em diagnóstico in vitro
- Produto de uso único
- Sensibilidade: 25 mUI


Teste Sangue Oculto c/25



- Avalia a presença de pequenas quantidades de sangue nas fezes, que podem não ser visíveis a olho nu.
- Ajuda a detectar a presença de sangramentos no intestino grosso, que podem ser sinais de úlceras, colite ou até câncer.

Características:

- Resultado do teste entre 15 a 20 minutos
- Pode ser utilizado com soro ou plasma
- Diagnóstico diferencial de IgG e IgM



Teste Troponina c/25

- Determinação qualitativa da concentração de Troponina I (cTnI), por método imunocromatográfico, em amostras de sangue total, soro ou plasma humano.
- Somente para uso diagnóstico in vitro

Características:

- Sensibilidade do teste é de 98,0%
- Pode ser utilizado com soro ou plasma
- Especificidade é de 99,0%



Tira de Urina c/100 Testes

- Tiras teste para determinação semiquantitativa de 10 parâmetros na urina, e uma área de compensação.
- Pela sua simplicidade, baixo custo e facilidade na obtenção da amostra para análise, proporciona ao clínico informações preciosas sobre patologias do trato urinário, bem como sobre algumas moléstias-renais.

Características:

- Tiras para Uroanalise
- Tiras de 5mm
- 100 testes

Tudo que você
procura em um **só**
lugar.

+55 (41) 3078-7760

www.farmatex.com.br